



## 96 hodinový pediatrický infuzní filtr

- pediatrický infuzní filtr s 0,2  $\mu\text{m}$  NYLON+ membránou k zábraně mikrobiální a částicové kontaminace
- pozitivně nabitý povrch membrány pro separaci endotoxinů
- dokonalé odvzdušnění samostaným bakteriálním filtrem s 0,02  $\mu\text{m}$  PTFE membránou
- integrovaný separátor pro eliminaci vzduchové embolie
- doba použitelnosti filtru až 96 hodin
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

*membrána: Nylon+ 0,2  $\mu\text{m}$*

*plocha filtru: 4  $\text{cm}^2$*

*plnicí objem: 0,7 ml*

*průtok: 4 ml / min /  $\text{cm}^2$*

*max. tlak: 4 bar*

**katalog. číslo**

**označení a specifikace**

**balení**

**karton**

A-6600

RowePaed 96 – pediatrický infuzní filtr 96 hodinový

50 ks

1000 ks