



## Pediatrický infuzní filtr

- pediatrický infuzní filtr s 0,2  $\mu\text{m}$  PET membránou k zábraně mikrobiální a částicové kontaminace
- dokonalé odvzdušnění samostaným bakteriálním filtrem s 0,02  $\mu\text{m}$  PTFE membránou
- integrovaný separátor pro eliminaci vzduchové embolie
- doba použitelnosti filtru 48 hodin
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

*membrána: PET 0,2  $\mu\text{m}$*

*plocha filtru: 4  $\text{cm}^2$*

*plnicí objem: 0,7 ml*

*průtok: 8 ml / min /  $\text{cm}^2$*

*max. tlak: 4 bar*

**katalog. číslo**

**označení a specifikace**

**balení**

**karton**

A-6602

RowePaed 48 – pediatrický infuzní filtr 48 hodinový

50 ks

1000 ks