



## Injekční filtry

- hydrofilní kapalinový filtr s 0,2  $\mu\text{m}$  PET membránou k zábraně mikrobiální a částicové kontaminace
- dva typy lišící se velikostí plochy membrány 18 mm (objem použité stříkačky max. 20 ml) a 25 mm (objem stříkačky až 50 ml)
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

*RowePhil 25*

*membrána: PET 0,2  $\mu\text{m}$*

*plocha filtru: 4,6  $\text{cm}^2$*

*plnicí objem: 0,4 ml*

*průtok: 21 ml / min /  $\text{cm}^2$*

*max. tlak: 5 bar*

*RowePhil 18*

*membrána: PET 0,2  $\mu\text{m}$*

*plocha filtru: 2,3  $\text{cm}^2$*

*plnicí objem: 0,3 ml*

*průtok: 21 ml / min /  $\text{cm}^2$*

*max. tlak: 5 bar*

| katalog. číslo | označení a specifikace                                    | balení | balení  |
|----------------|---|--------|---------|
| A-6328         | RowePhil 25 – injekční kapalinový 0,2 $\mu\text{m}$ filtr | 50 ks  | 1000 ks |
| A-6228         | RowePhil 18 – injekční kapalinový 0,2 $\mu\text{m}$ filtr | 50 ks  | 1000 ks |