


IAP MONITORACE



Set pro monitoraci INTRAABDOMINÁLNÍHO TLAKU

- neinvazivní a jednoduchý způsob monitorace IAP
- set je připojen mezi Foley katétr a močový sáček
- set obsahuje:
 - I.V. set
 - dvojitý zpětný ventil
 - 50 ml stříkačku
 - trojcestný kohout
 - adaptér pro foley katétr
 - konektor pro močový sáček

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
CA-0200	Set pro monitoraci IAP	20 ks