





- pevné měřicí rameno nástavce ukončené bakteriálním filtrem
- kalibrovaná stupnice v rozsahu -3 cm až +35 cm H₂O
- posuvný jezdec pro snadné označení nulové hodnoty
- barevný kuličkový indikátor pro okamžitou detekci hladiny vodního sloupce
- posuvné fixační prvky pro snadné a rychlé uchycení soupravy na infuzní stojan pomocí gumičky
- trojcestný kohout s přívodní hadičkou s bezpečnostním Luer Lock ukončením Male



katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

MP 100

Souprava pro měření CVP – délka hadičky 150 cm

30 ks

120 ks