

HEALVAN™



I. V. kanyly s malými fixačními křídélky

- 100 % biokompatibilní PTFE tenkostěnný katétr se silikonizovaným atraumatickým koncem
- Velmi ostrá punkční jehla s Back cut zábrusem
- Povrch jehly speciálně elektronicky vyhlazen
- Průhledná krevní komůrka pro okamžitou vizualizaci úspěšné venepunkce
- Speciálně tvarovaná malá křídélka k snadné fixaci kanyly i na nerovných plochách (anatomicky hůře přístupných)
- Design kanyly uzpůsoben pro lepší ergonomii během zavádění

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	G	katétr (Ø x délka)	průtok (ml / min.)	balení
HVN - 26	HEALVAN 26	Fialová	26 G	0,6 x 19 mm	10 ml	100 / 1000 ks
HVN - 24	HEALVAN 24	Žlutá	24 G	0,7 x 19 mm	18 ml	100 / 1000 ks
HVN - 22	HEALVAN 22	Modrá	22 G	0,9 x 25 mm	36 ml	100 / 1000 ks
HVN - 20	HEALVAN 20	Růžová	20 G	1,1 x 33 mm	61 ml	100 / 1000 ks
HVN - 18	HEALVAN 18	Zelená	18 G	1,3 x 45 mm	90 ml	100 / 1000 ks
HVN - 17	HEALVAN 17	Bílá	17 G	1,5 x 45 mm	140 ml	100 / 1000 ks
HVN - 16	HEALVAN 16	Šedá	16 G	1,8 x 45 mm	200 ml	100 / 1000 ks
HVN - 14	HEALVAN 14	Oranžová	14 G	2,1 x 45 mm	300 ml	100 / 1000 ks