

## HEALCATH - PEN TYPE™



## I. V. kanyly bez fixačních křidélek v ergonomickém ochraném obalu

- 100 % biokompatibilní PTFE tenkostěnný katétr se silikonizovaným atraumatickým koncem
- Velmi ostrá punkční jehla s Back cut zábrusem
- Povrch jehly speciálně elektronicky vyhlazen
- Průhledná krevní komůrka pro okamžitou vizualizaci úspěšné venepunkce
- PEN TYP obal pro vyšší bezpečnost a snadnou skladovatelnost
- Symetrický design kanyly uzpůsoben pro lepší ergonomii během zavádění

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	G	katétr (Ø x délka)	průtok ( ml / min.)	balení
HCTP - 26	HEALCATH-PEN 26	Fialová	26 G	0,6 x 19 mm	10 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 24	HEALCATH-PEN 24	Žlutá	24 G	0,7 x 19 mm	18 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 22	HEALCATH-PEN 22	Modrá	22 G	0,9 x 25 mm	36 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 20	HEALCATH-PEN 20	Růžová	20 G	1,1 x 33 mm	61 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 18	HEALCATH-PEN 18	Zelená	18 G	1,3 x 45 mm	90 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 17	HEALCATH-PEN 17	Bílá	17 G	1,5 x 45 mm	140 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 16	HEALCATH-PEN16	Šedá	16 G	1,8 x 45 mm	200 ml	100 / 1000 ks
HCTP - 14	HEALCATH-PEN 14	Oranžová	14 G	2,1 x 45 mm	300 ml	100 / 1000 ks