

Tlakové převodníky



- zcela uzavřený systém odběru arteriální krve během invazivního monitorování TK
- dostatečná kapacita šroubovacího rezervoáru 2,3 ml pro dočasné uchování úvodního objemu ředěné krve nacházející se v setu
- odběr vzorku neředěné krve proveden stříkačkou s odběrovým bezjehlovým adaptérem přes port s membránou z termoplastického elastomeru
- bakteriální filtr pro prevenci nozokomiální infekce zachovává svoji maximální účinnost i během opakovaných odběrů
- zábrana nežádoucím ztrátám pacientovy krve
- oproti konvenčním způsobům odběru přes arteriální kohout vyloučeno riziko kontaminace při kontaktu s pacientovou krví

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
HGA - 118	Uzavřený arteriální odběrový set – délka 180 cm, 2 × odběrový adaptér	25 ks	25 ks
HGA - 215	Uzavřený arteriální odběrový set – délka 150 cm, arteriální prodloužení 15 cm s jednocestným kohoutem, 2 × odběrový adaptér	25 ks	25 ks
HGA - 218	Uzavřený arteriální odběrový set – délka 180 cm, arteriální prodloužení 15 cm s jednocestným kohoutem, 2 × odběrový adaptér	25 ks	25 ks
HGA - 221	Uzavřený arteriální odběrový set – délka 210 cm, arteriální prodloužení 15 cm s jednocestným kohoutem, 2 × odběrový adaptér	25 ks	25 ks
HGA - 227	Uzavřený arteriální odběrový set pro kardiochirurgii – délka 180 cm, arteriální prodloužení 80 cm s jednocestným kohoutem, 2 × odběrový adaptér	25 ks	25 ks
HG - 01	Odběrový adaptér	25 ks	25 ks