

ARTERIÁLNÍ KATÉTRY



- Seldingerovy sety pro snadné a bezpečné zavedení arteriálního katétru
- vodící drát – straight, flexibilní, bez potahu
- punkční jehla – transparentní Luer Lock Female konektor
- arteriální katétr velikosti 16 G–22 G, délka 5–30 cm
- vyroben z polyuretanu s délkovým značením a čtyřmi radiokontrastními značkami
- konické traumatické zakončení
- fixační křídélka katétru s otvory pro bezpečnou fixaci suturou

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

Bližší informace o katalogových číslech a rozměrech viz. samostatný katalog „Invasive Pressure Monitoring Codan PVB“