



## Tlakové převodníky – příslušenství

- arteriální kohout s jednocestným ventilem pro bezpečný odběr krevních vzorků
- jednocestný ventil zabraňuje nežádoucí aplikaci pacientovi
- materiál polykarbonát

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
088-101	ArterioGuard – arteriální kohout s jednocestným ventilem pro odběr krevních vzorků	50 ks	50 ks
088-115R	Arteriální prodlužovací hadička 15 cm s kohoutem ArterioGuard	50 ks	50 ks
088-215R	Arteriální prodlužovací hadička 15 cm s kohoutem ArterioGuard, 1 × jednocestný kohout	50 ks	50 ks