

ODSÁVACÍ KATÉTRY ATRAUMATICKÉ



- speciální atraumatické ukončení katétru pro minimální riziko poranění tracheální nebo bronchiální stěny
- centrální otvor + 2 boční otvory
- standardní barevné označení
- hladký povrch katétru pro snadné zavedení

katalog. číslo	velikost	vnější ø	délka	barevné označení	balení	karton
10 - 12.143	CH 12	4,0 mm	60 cm	bílý	100 ks	600 ks
10 - 14.143	CH 14	4,7 mm	60 cm	tmavě zelený	100 ks	600 ks
10 - 16.143	CH 16	5,3 mm	60 cm	oranžový	100 ks	600 ks