



## Hadice k odsávače s ventilem na přerušované sání

- spojovací hadice pro tracheální odsávání s ventilem přerušovaného sání REGVID
- ventil přerušovaného sání REGVID na membránovém principu – „čisté“ sání
- ventil REGVID ve dvou provedeních
  - pro děti
  - pro dospělé
- hadice z kvalitního plastického materiálu se silikonizovaným povrchem vnitřní stěny
- vnitřní průměr hadice 7 mm
- sterilní

katalog. číslo	označení a specifikace	délka hadice	balení	karton
AS 2718 T	REGVID – hadice s ventilem Regvid pro dospělé	180 cm	20 ks	80 ks
AS 2727 T	REGVID – hadice s ventilem Regvid pro dospělé	270 cm	20 ks	80 ks
AS 2718 TP	REGVID – hadice s ventilem Regvid pro děti	180 cm	20 ks	80 ks
AS 2727 TP	REGVID – hadice s ventilem Regvid pro děti	270 cm	20 ks	80 ks