



Konektor s ventilem na přerušované sání

- samostatný schodkovitý konektor s ventilem na přerušované sání a háčkem na zavěšení
- ventil přerušovaného sání na membránovém principu – „čistě“ sání
- ventil ve dvou provedeních
 - pro děti
 - pro dospělé
- sterilní

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
AS 2000 T	REGVID – ventil na přerušované sání pro dospělé	60 ks	960 ks
AS 2000 TP	REGVID – ventil na přerušované sání pro děti	60 ks	960 ks