

HRUDNÍ DRÉNY



- biokompatibilní termosenzitivní PVC
- RDG proužek k snadné identifikaci
- hloubkové značení délky po 2 cm
- atraumatické zakončení drénu

Hrudní drény s trokarem, RTG kontrastní

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
21056	Hrudní drén s trokarem - CH 8	10 ks
21057	Hrudní drén s trokarem - CH 10	50 ks
21058	Hrudní drén s trokarem - CH 12	50 ks
21059	Hrudní drén s trokarem - CH 16	50 ks
21053	Hrudní drén s trokarem - CH 20	50 ks
21051	Hrudní drén s trokarem - CH 24	50 ks
21052	Hrudní drén s trokarem - CH 28	50 ks
21054	Hrudní drén s trokarem - CH 32	50 ks
21055	Hrudní drén s trokarem - CH 36	10 ks



- biokompatibilní termosenzitivní PVC
- perforace 3 cm se třemi eliptickými otvory
- celková délka drénu 455 mm
- hloubkové délkové značení po 2 cm
- RDG proužek ke snadné identifikaci
- 6 drenážních eliptických otvorů
- zahnuté drény – kratší část 120 mm, delší část 335 mm

Hrudní drény, RTG kontrastní

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
21050	Hrudní drén přímý - CH 16	25 ks
21047	Hrudní drén přímý - CH 20	25 ks
21041	Hrudní drén přímý - CH 24	25 ks
21042	Hrudní drén přímý - CH 28	25 ks
21043	Hrudní drén přímý - CH 32	25 ks
21048	Hrudní drén přímý - CH 36	25 ks
21076	Hrudní drén pravoúhlý - CH 20	25 ks
21044	Hrudní drén pravoúhlý - CH 24	25 ks
21045	Hrudní drén pravoúhlý - CH 28	25 ks
21046	Hrudní drén pravoúhlý - CH 32	25 ks
21049	Hrudní drén pravoúhlý - CH 36	25 ks