



Hrudní drenážní systémy na principu vodní regulace sání

PERFEKTNÍ KONTROLA A BEZPEČNOST HRUDNÍ DRENÁŽE

- tříkomorový, uzavřený hrudní drenážní systém na principu vodní regulace sání
- kompaktní, mobilní systém připravený k okamžitému a snadnému použití
- komora vodního uzávěru s bezpečnostní jednocestnou chlopní a s kontinuální indikací hodnoty podtlaku v pleurální dutině pacienta
- manuální ventily s možností krátkodobé změny sání s integrovanými bakteriálními filtry
- velmi dobře čitelná stupnice sběrné komory
- s možností zaznamenávání trendu odsáté tekutiny a s portem na odběr vzorků
- komora regulace sání s možností nastavení podtlaku změnou výšky vodního sloupce
- vodní sloupec dobře viditelný díky modrému barvivu v kapslích aktivovaných po naplnění komory
- možnost různého umístění díky držákům a stabilizačnímu podstavci
- sterilní, neobsahuje latex

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
2002 – 300	ATRIUM Ocean – hrudní drenážní systém pro 1 drén	1 ks	6 ks
2020 – 300	ATRIUM Ocean – hrudní drenážní systém pro 2 drény	1 ks	6 ks