



Kompaktní ventil pro hrudní drenáž

- ideální pro pneumothoraxy malého rozsahu s minimálním výpotkem a pro časnou mobilizaci pacienta při ukončování hrudní drenáže
- kompaktní ventil nové generace pro gravitační hrudní drenáž s jednocestným uzávěrem na suchém principu
- uzavřená sběrná komora s objemem 30 ml a s portem pro odběr vzorků a odvod tekutiny stříkačkou bez použití jehly
- integrovaný jednocestný uzávěr pro kontinuální odchod vzduchu z pleurální dutiny na principu suchého sání s možností detekce úniku vzduchu
- bezpečné a snadné připojení ke všem velikostem hrudních katétrů
- kompaktní rozměry, nízká hmotnost, klip pro uchycení na oděv pacienta
- sterilní, neobsahuje latex, neobsahuje kovy

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

16 100

PNEUMOSTAT – ventil pro hrudní drenáž

1 ks

10 ks