



## S-50-HL

### Hadice pro chirurgické účely – metráž

- vysoce jakostní, flexibilní, transparentní, odolná hadice pro všestranné použití v chirurgických oborech
- svými vlastnostmi ideální pro použití s peristaltickou pumpou při kardiochirurgických operacích
- materiál splňuje ISO 10993, USP třída VI., FDA a NSF kritéria
- opakovaná sterilizace možná ethylenoxidem, radiací a v autoklávu

katalog. číslo	rozměry v mm	rozměry v inch	délka	balení
	vnitřní ø – vnější ø – síla stěny	vnitřní ø – vnější ø – síla stěny		
T 5001.13	0,8 – 2,4 – 0,8 mm	1/32" – 3/32" – 1/32"	15 m	1 ks
T 5002.13	1,6 – 3,2 – 0,8 mm	1/16" – 1/8" – 1/32"	15 m	1 ks
T 5002.23	1,6 – 4,8 – 1,6 mm	1/16" – 3/16" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5003.13	2,4 – 4,0 – 0,8 mm	3/32" – 5/32" – 1/32"	15 m	1 ks
T 5003.23	2,4 – 5,6 – 1,6 mm	3/32" – 7/32" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5004.13	3,2 – 4,8 – 0,8 mm	1/8" – 3/16" – 1/32"	15 m	1 ks
T 5004.23	3,2 – 6,4 – 1,6 mm	1/8" – 1/4" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5005.13	4,0 – 5,6 – 1,1 mm	5/32" – 7/32" – 1/23"	15 m	1 ks
T 5005.23	4,0 – 7,2 – 1,6 mm	5/32" – 9/32" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5006.13	4,8 – 6,4 – 0,8 mm	3/16" – 1/4" – 1/32"	15 m	1 ks
T 5006.23	4,8 – 8,0 – 1,6 mm	3/16" – 5/16" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5006.33	4,8 – 9,5 – 2,4 mm	3/16" – 3/8" – 3/32"	15 m	1 ks
T 5008.13	6,4 – 8,0 – 0,8 mm	1/4" – 5/16" – 1/32"	15 m	1 ks
T 5008.23	6,4 – 9,5 – 1,6 mm	1/4" – 3/8" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5008.33	6,4 – 11,1 – 2,4 mm	1/4" – 7/16" – 3/32"	15 m	1 ks
T 5010.23	8,0 – 11,1 – 1,6 mm	5/16" – 7/16" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5010.33	8,0 – 12,7 – 2,4 mm	5/16" – 1/2" – 3/32"	15 m	1 ks
T 5012.23	9,5 – 12,7 – 1,6 mm	3/8" – 1/2" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5012.33	9,5 – 14,3 – 2,4 mm	3/8" – 9/16" – 3/32"	15 m	1 ks
T 5014.23	11,1 – 14,3 – 1,6 mm	7/16" – 9/16" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5014.33	11,1 – 15,9 – 2,4 mm	7/16" – 5/8" – 3/32"	15 m	1 ks
T 5016.23	12,7 – 15,9 – 1,6 mm	1/2" – 5/8" – 1/16"	15 m	1 ks
T 5016.33	12,7 – 17,9 – 2,4 mm	1/2" – 11/16" – 3/32"	15 m	1 ks