



Souprava na výplach žaludku

- plně uzavřená kompletní souprava pro žaludeční laváž k okamžitému použití
- obsahuje 2 vaky – jeden drenážní pro žaludeční obsah o objemu 3,5 l a druhý pro výplachový roztok s otvorem pro vrchní plnění o objemu 3,0 l
- ocejchovaná lavážní hadice, RTG kontr., CH 32
- boční port pro aplikaci carbo medicinalis, možnost opakovaného odběru vzorku žaludečního obsahu
- univerzální konektor pro připojení různých lavážních hadic ve velikostech CH 18–40
- pro jednorázové použití

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

2054

TUM - E - VAC – se žaludeční sondou CH 32

1 ks

10 ks