

ŽALUDEČNÍ A DUODENÁLNÍ SONDY



- uzavřené ukončení sondy s atraumatickým zaoblením
- hladký povrch sondy pro snadné zavedení
- standardní barevné kódování
- žaludeční sonda:
2 velké boční otvory
- duodenální sonda typ Levin:
4 velké boční otvory, RTG kontrastní,
- délkově značená

Žaludeční sondy

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
21221	Žaludeční sonda – CH 10, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21222	Žaludeční sonda – CH 12, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21223	Žaludeční sonda – CH 14, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21224	Žaludeční sonda – CH 16, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21225	Žaludeční sonda – CH 18, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21226	Žaludeční sonda – CH 20, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21227	Žaludeční sonda – CH 22, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21228	Žaludeční sonda – CH 24, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21229	Žaludeční sonda – CH 26, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21231	Žaludeční sonda – CH 28, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21232	Žaludeční sonda – CH 30, délka 80 cm	50 ks	100 ks
21233	Žaludeční sonda – CH 32, délka 80 cm	50 ks	100 ks
22 - 36.520	Žaludeční sonda – CH 36, délka 80 cm	10 ks	30 ks
22 - 36.521	Žaludeční sonda – CH 36, délka 150 cm	10 ks	30 ks
22 - 42.520	Žaludeční sonda – CH 42, délka 80 cm	10 ks	30 ks
22 - 42.521	Žaludeční sonda – CH 42, délka 150 cm	10 ks	30 ks

Žaludeční sondy s mandrémem

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
21140	Žaludeční sonda s mandrémem – CH 14, délka 100 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks
21141	Žaludeční sonda s mandrémem – CH 16, délka 100 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks
21142	Žaludeční sonda s mandrémem – CH 18, délka 100 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks

Duodenální sondy typ LEVIN

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
21156	Duodenální sonda typ LEVIN – CH 12, délka 125 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks
21157	Duodenální sonda typ LEVIN – CH 14, délka 125 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks
21158	Duodenální sonda typ LEVIN – CH 16, délka 125 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks
21159	Duodenální sonda typ LEVIN – CH 18, délka 125 cm, RTG kontrastní	50 ks	100 ks