



- 2 boční otvory
- standardní barevné značení kónického adaptéru
- atraumaticky zaoblený konec

katalog. číslo	velikost	vnější ø	délka	barevné označení	balení	karton
19 - 18.100	CH 18	6,0 mm	40 cm	červený	50 ks	300 ks
19 - 22.100	CH 22	7,3 mm	40 cm	fialový	50 ks	300 ks
19 - 24.100	CH 24	8,0 mm	40 cm	modrý	50 ks	300 ks
19 - 25.100	CH 25	8,3 mm	40 cm	šedý	50 ks	300 ks
19 - 28.100	CH 28	9,3 mm	40 cm	tmavě zelený	50 ks	300 ks
19 - 30.100	CH 30	10,0 mm	40 cm	šedý	50 ks	300 ks
19 - 32.100	CH 32	10,7 mm	40 cm	sv. oranžový	50 ks	300 ks