



Redonovy láhve

- vysokovakuové drenážní láhve
– vakuum 700 mm Hg (možnost i nízkovakuových láhví 400 mm Hg)
- drenážní láhve kompletní nebo samostatné ve velikostech 200 ml, 400 ml, 600 ml
- drenážní láhve kompletní – včetně spojovací hadice s bezpečnostním Luer Lock spojením s láhví a univerzálním drenovým konektorem pro velikosti drénů 6–18 CH
- drenážní láhve samostatné – výměnné, bez spojovací hadice
- vyrobeno z nerozbitného materiálu
- kalibrace láhví pro okamžitou kontrolu množství drenážní tekutiny
- indikátor přítomnosti vakua včetně kalibrace
- možnost zavěšení Redonových lahví
- sterilní, pro jednorázové použití

Redonovy drenážní láhve kompletní – včetně spojovací hadice

katalog. číslo	označení a specifikace	kalibrováný objem	max. kapacita	karton
28 200	DRENOFAST 200 – Redonova láhev kompletní	200 ml	235 ml	50 ks
28 400	DRENOFAST 400 – Redonova láhev kompletní	400 ml	480 ml	40 ks
28 470	DRENOFAST 400 – Redonova láhev kompletní, nízkovakuová	400 ml	480 ml	40 ks
28 600	DRENOFAST 600 – Redonova láhev kompletní	600 ml	700 ml	30 ks

Redonovy drenážní láhve samostatné – výměnné

katalog. číslo	označení a specifikace	kalibrováný objem	max. kapacita	karton
28 250	DRENOFAST 200 – Redonova láhev samostatná	200 ml	235 ml	50 ks
28 450	DRENOFAST 400 – Redonova láhev samostatná	400 ml	480 ml	40 ks
28 480	DRENOFAST 400 – Redonova láhev samostatná, nízkovakuová	400 ml	480 ml	40 ks
28 650	DRENOFAST 600 – Redonova láhev samostatná	600 ml	700 ml	30 ks