

OPERAČNÍ SOUPRAVY – typ „POOLE“

- kompletní operační odsávací souprava s nástavcem a hadicí délky 210 cm
- vnější část délka 23 cm, perforovaná
- vnitřní část s centrálním otvorem a 5 bočními otvory
- hadice ukončena univerzálním schodkovitým konektorem
- dvojitě balení

katalog. číslo	označení	vnější ø nástavce	balení	karton
49 - 10.400	Odsávací souprava Poole	10 mm	30 ks	30 ks
49 - 10.422	Odsávací souprava Poole – anatomický tvar	10 mm	30 ks	30 ks