

## Vaky a kontejnery na odsátý sekret

### Maximální účinnost bez rizika kontaminace

- plně uzavřený odsávací systém pro kolekci tekutin během odsávání v intenzivní péči a při operacích, chrání pacienta i personál před rizikem nozokomiální nákazy
- systém složený ze sběrného vaku na jedno použití, vakového kontejneru se stupnicí do objemu 2000 ml a mobilního držáku pro 2, 4 nebo 6 kontejnerů
- sběrné vaky s portem pro odběr odsátého sekretu ve 2 variantách:
  - vaky s bílým uzávěrem bez ochranného ventilu
  - vaky s modrým uzávěrem obsahují ochranný ventil s filtrem proti úniku kontaminovaného aerosolu do odsávací linky a okolního prostředí
- jediný aspirační systém, kde se vak neplní až po uzávěr (volný vzduchový prostor 3 cm od uzávěru vaku) pro zábranu přelití sekretu při manipulaci



katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
27 012	ASPIRATOR – sběrný vak 2000 ml, bílý uzávěr	60 ks	60 ks
27 022	ASPIRATOR – sběrný vak 2000 ml, modrý uzávěr s bakteriálním filtrem	60 ks	60 ks
27 024	ASPIRATOR – sběrný vak 1000 ml, modrý uzávěr s bakteriálním filtrem	60 ks	60 ks
27 040	ASPIRATOR – kontejner pro sběrný vak	15 ks	15 ks
27 100	ASPIRATOR – fixační deska na stěnu	200 ks	200 ks
27 110	ASPIRATOR – držák na stěnu, pro 1 kontejner	40 ks	40 ks
27 112	ASPIRATOR – držák na stěnu, pro 2 kontejnery	10 ks	10 ks
27 121	ASPIRATOR – mobilní stojan, pro 2 kontejnery	4 ks	4 ks
27 131	ASPIRATOR – mobilní stojan, pro 4 kontejnery	3 ks	3 ks
27 141	ASPIRATOR – mobilní stojan, pro 6 kontejnerů	2 ks	2 ks