

KELÍMKY NA NÁPOJE



- flexibilní savka s možností dvojího naklonění - vhodná zejména u ležících pacientů
- plochy pro držení kelímku i s horkým nápojem
- možnost dvou průměrů zakončení savky - pro nápoje nebo kašovitou stravu
- umožňuje autoklávování až do 130 ° C
- nesterilní
- obsah 200 ml s kalibrací

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
21570	Kelímek na nápoje 200 ml - velikost otvoru pro pití 4 mm	30 ks
21571	Kelímek na nápoje 200 ml - velikost otvoru pro pití 12 mm	30 ks