

# MOČOVÝ SÁČEK S KŘÍŽOVOU VÝPUSTÍ



- sběrný močový sáček s křížovým výpustním ventilem ovladatelným jednou rukou
- antirefluxní ventil
- délka hadice 90 cm, s kónickým zakončením
- objem sáčku 2000 ml

**katalog. číslo**

**označení a specifikace**

**balení**

**karton**

SM0302100

Močový sáček 2,0 l s křížovou výpustí – sterilní, rozteč 15 cm

10 ks

250 ks