

ŽENSKÝ MOČOVÝ KATÉTR



- ženský močový katétr bez balónku
- 2 boční otvory
- standardní barevné značení kónického adaptéru
- atraumaticky zaoblený konec typ Nelaton

katalog. číslo	velikost	vnější ø	délka	barevné označení	balení	karton
32 - 08.100	CH 08	2,7 mm	15 cm	modrý	100 ks	800 ks
32 - 10.100	CH 10	3,3 mm	15 cm	černý	100 ks	800 ks
32 - 12.100	CH 12	4,0 mm	15 cm	bílý	100 ks	800 ks
32 - 14.100	CH 14	4,7 mm	15 cm	tmavě zelený	100 ks	800 ks
32 - 16.100	CH 16	5,3 mm	15 cm	oranžový	100 ks	800 ks
32 - 18.100	CH 18	6,0 mm	15 cm	červený	100 ks	800 ks