

COMFORSOFT



Uzavřený systém odsávání po dobu max. 72 hodin u ventilovaných pacientů

- odstranění sekretů z dýchacích cest s možností kontinuální ventilace
- zcela uzavřený systém - vysoký stupeň ochrany před rizikem infekce pacientů i personálu
- jednocestný ventil pro aplikaci výplachového roztoku
- odsávací katétr s cejchováním pro kontrolu hloubky zavedení
- speciální komora, která zajistí efektivnější čištění špičky katétru
- varianta pro dospělé / dětské pacienty všech váhových a věkových kategorií
- délka katétru - tracheostomické kanyla a endotracheální kanyly
- zvláštní vstup pro aerosolovou terapii – MDI port

Velikosti: CH 6 - CH 16
Délky: 30 - 55 cm
Doba použití: max. 72 hodin
Lokalita: tracheostomické
 endotracheální

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
02-011-01	Uzavřený odsávací systém - CH 6, délka 30 cm	25 ks
02-011-02	Uzavřený odsávací systém - CH 8, délka 30 cm	25 ks
02-011-04	Uzavřený odsávací systém - CH 12, délka 30 cm	25 ks
02-011-05	Uzavřený odsávací systém - CH 14, délka 30 cm	25 ks
02-011-06	Uzavřený odsávací systém - CH 16, délka 30 cm	25 ks
02-011-07	Uzavřený odsávací systém - CH 6, délka 45 cm	25 ks
02-011-08	Uzavřený odsávací systém - CH 8, délka 45 cm	25 ks
02-011-10	Uzavřený odsávací systém - CH 12, délka 55 cm	25 ks
02-011-11	Uzavřený odsávací systém - CH 14, délka 55 cm	25 ks
02-011-12	Uzavřený odsávací systém - CH 16, délka 55 cm	25 ks
02-011-14	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 8, délka 30 cm	25 ks
02-011-15	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 10, délka 30 cm	25 ks
02-011-16	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 12, délka 30 cm	25 ks
02-011-17	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 14, délka 30 cm	25 ks
02-011-18	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 16, délka 30 cm	25 ks
02-011-21	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 10, délka 55 cm	25 ks
02-011-22	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 12, délka 55 cm	25 ks
02-011-23	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 14, délka 55 cm	25 ks
02-011-24	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 16, délka 55 cm	25 ks