


# TIEMANN KATÉTR



- mužský močový katétr bez balónku
- 2 boční otvory
- standardní barevné značení kónického adaptéru
- atraumaticky zaoblený konec typ Tiemann

katalog. číslo	velikost	vnější ø	délka	barevné označení	balení	karton
14 - 10.200	CH 10	3,3 mm	40 cm	černý	100 ks	800 ks
14 - 12.200	CH 12	4,0 mm	40 cm	bílý	100 ks	800 ks
14 - 14.200	CH 14	4,7 mm	40 cm	tmavě zelený	100 ks	800 ks
14 - 16.200	CH 16	5,3 mm	40 cm	oranžový	100 ks	800 ks
14 - 18.200	CH 18	6,0 mm	40 cm	červený	100 ks	800 ks
14 - 20.200	CH 20	6,7 mm	40 cm	žlutý	50 ks	300 ks
14 - 22.200	CH 22	7,3 mm	40 cm	fialový	50 ks	300 ks
14 - 24.200	CH 24	8,0 mm	40 cm	modrý	50 ks	300 ks