

OPER TAPE®



Elastická náplast s hypoalergickou vrstvou

- snadná a rychlá fixace
- hypoalergení adhezivní vrstva
- maximální perspirace
- vysoká elasticita
- velký výběr rozměrů v metráži

OPER TAPE je fixační systém pro upevnění obvazů, obkladů a absorbčních materiálů, i.v. katétrů a kanyl.

Skládá se z vysoce elastického porézního netkaného materiálu (100 % polyester) s hypoalergení přilnavou vrstvou, která je chráněna naříznutým silikonovým papírem pro snadné a rychlé umístění na požadovanou oblast.

Ideální fixační systém zvláště pro obtížné anatomické oblasti (např. kloubní plochy) díky perfektní elasticitě, zvláště v příčném rozměru.

katalog. číslo	označení	rozměr šířka × délka v návínu	balení	karton
32 210	OPER TAPE	2,5 cm × 10 m	2 ks	360 ks
32 220	OPER TAPE	5 cm × 10 m	1 ks	180 ks
32 230	OPER TAPE	10 cm × 10 m	1 ks	90 ks
32 240	OPER TAPE	15 cm × 10 m	1 ks	60 ks
32 250	OPER TAPE	20 cm × 10 m	1 ks	47 ks
32 260	OPER TAPE	30 cm × 10 m	1 ks	30 ks