



Elastická absorpční náplast ke krytí chirurgických ran

IDEÁLNÍ KRYCÍ A FIXAČNÍ SYSTÉM

- snadná a rychlá fixace při zachování sterilních kautel
- hypoalergení adhezivní vrstva
- maximální perspirace urychluje hojení rány
- vysoká elasticita
- velký výběr rozměrů a velikostí

OPER DRES je krycí systém určený speciálně ke krytí chirurgických ran. Díky všem svým vlastnostem urychluje hojení ran a zabraňuje maceraci kůže v okolí rány.

OPER DRES je vyroben z elastického, vysoce porézního netkaného materiálu s vysokou propustností pro kyslík a vodní páry, velmi dobrou přilnavostí k okrajovým plochám rány.

OPER DRES má hypoalergení přilnavou vrstvu, která je chráněna naříznutým silikonovým papírem pro snadné a rychlé umístění na požadovanou oblast.

Absorpční polštářek je zhotoven z viskózních polyesterových vláken s maximální schopností absorpce exudátu. Na povrchu absorpčního polštářku je jemný permeabilní nepřilnavý film umožňující snadné sejmutí OPER DRESu z rané plochy.

Ideální krycí a fixační systém pro obtížné anatomické oblasti (např. kloubních ploch) díky perfektní elasticitě, zvláště v příčném rozměru.

katalog. číslo	označení	rozměr	balení	karton
37 107A	OPER DRES	7,2 × 5 cm	50 ks	1800 ks
37 117	OPER DRES	9 × 5 cm	50 ks	1800 ks
37 127	OPER DRES	9 × 10 cm	40 ks	1040 ks
37 137	OPER DRES	9 × 15 cm	40 ks	800 ks
37 147	OPER DRES	9 × 20 cm	40 ks	640 ks
37 157	OPER DRES	9 × 25 cm	40 ks	600 ks
37 167	OPER DRES	9 × 30 cm	40 ks	480 ks
37 177	OPER DRES	9 × 35 cm	50 ks	450 ks