



## Fixační krytí i.v. kanyl

- adhezivní elastická fixační náplast z netkaného materiálu s vysokou permeabilitou
- rychlá, bezpečná fixace i.v. kanyl pro dlouhodobé použití
- integrovaný absorpční polštářek se speciální vrstvou pro minimalizaci rizika nežádoucího přilepení v oblasti vpichu
- zvýšení komfortu pacienta díky absenci podráždění pokožky i při dlouhodobé aplikaci díky speciální akrylátové lepicí vrstvě
- separátní polštářek u modelu Transafix I.V. Plus může sloužit jako absorpční materiál nebo jako podložka pro katétr či jeho fixační křidélka

katalog. číslo	označení a specifikace	velikost	balení	karton
8900 001	TRANSAFIX I.V. – fixační krytí i.v. kanyl	6 × 8 cm	100 ks	2000 ks
8900 002	TRANSAFIX I.V. Plus – fixační krytí i.v. kanyl	6,7 × 8 cm	100 ks	1000 ks