



Enterální výživové sondy

- pro dlouhodobou enterální výživu
- tenkostěnná PUR sonda (biokompatibilní Polyuretan CAIR L.G.L)
- standardně délka 110 cm (dostupné délky i 130 cm)
- RTG kontrastní, délkově značená po 25 cm
- atraumaticky zaoblený uzavřený konec sondy

katalog. číslo	označení a specifikace	velikost	délka	balení	karton
AL 106	NUTRANE	CH 06	110 cm	20 ks	20 ks
AL 108	NUTRANE	CH 08	110 cm	20 ks	20 ks
AL 110	NUTRANE	CH 10	110 cm	20 ks	20 ks
AL 112	NUTRANE	CH 12	110 cm	20 ks	20 ks
AL 114	NUTRANE	CH 14	110 cm	20 ks	20 ks
AL 116	NUTRANE	CH 16	110 cm	20 ks	20 ks
AL 106 G	NUTRANE se zavaděčem	CH 06	110 cm	20 ks	20 ks
AL 108 G	NUTRANE se zavaděčem	CH 08	110 cm	20 ks	20 ks
AL 110 G	NUTRANE se zavaděčem	CH 10	110 cm	20 ks	20 ks
AL 112 G	NUTRANE se zavaděčem	CH 12	110 cm	20 ks	20 ks
AL 114 G	NUTRANE se zavaděčem	CH 14	110 cm	20 ks	20 ks
AL 116 G	NUTRANE se zavaděčem	CH 16	110 cm	20 ks	20 ks

NUTRANE s wolframovou olivkou

AL 206	NUTRANE s olivkou	CH 06	110 cm	20 ks	20 ks
AL 208	NUTRANE s olivkou	CH 08	110 cm	20 ks	20 ks
AL 210	NUTRANE s olivkou	CH 10	110 cm	20 ks	20 ks
AL 212	NUTRANE s olivkou	CH 12	110 cm	20 ks	20 ks
AL 214	NUTRANE s olivkou	CH 14	110 cm	20 ks	20 ks
AL 206 G	NUTRANE s olivkou a se zavaděčem	CH 06	110 cm	20 ks	20 ks
AL 208 G	NUTRANE s olivkou a se zavaděčem	CH 08	110 cm	20 ks	20 ks
AL 210 G	NUTRANE s olivkou a se zavaděčem	CH 10	110 cm	20 ks	20 ks
AL 212 G	NUTRANE s olivkou a se zavaděčem	CH 12	110 cm	20 ks	20 ks
AL 214 G	NUTRANE s olivkou a se zavaděčem	CH 14	110 cm	20 ks	20 ks