


SOUPRAVA PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU



- souprava pro enterální výživu prostřednictvím enterálních pump nebo pomocí gravitace
- Y konektor pro proplach setu
- precizní V-tlačka
- stupňovitá spojka pro snadné napojení různých typů enterálních sond
- vyrobeno z medicínského PVC

Soupravy pro enterální vaky

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
NE 7802 N	Enterální souprava pro pumpu NUTRICIA FLOCARE 800	60 ks	240 ks
NE 4002 N	Enterální souprava pro pumpu NOVARTIS COMPAT	60 ks	240 ks
NE 9011 N	Enterální souprava pro gravitační výživu	60 ks	240 ks
9100 3160 E	Enterální souprava univerzální přetlaková	60 ks	240 ks