

DIALYZAČNÍ JEHLY



- Dialyzační jehla arteriální (R) a venózní (B)
- Balení single-pack
- Otočná křídélka, očko u arteriální varianty
- Ostrý zábrus jehly pro minimálně bolestivou punkci
- Snadná manipulace

DIALYZAČNÍ JEHY - SINGLE PACK

katalogové číslo	název	G	délka jehly	délka hadičky	balení
AV1520R	Dialyzační jehla - arteriální	15 G	20 mm	150 mm	50 ks
AV1520B	Dialyzační jehla - venózní	15 G	20 mm	150 mm	50 ks
AV1525R	Dialyzační jehla - arteriální	15 G	25 mm	150 mm	50 ks
AV1525B	Dialyzační jehla - venózní	15 G	25 mm	150 mm	50 ks
AV1620R	Dialyzační jehla - arteriální	16 G	20 mm	150 mm	50 ks
AV1620B	Dialyzační jehla - venózní	16 G	20 mm	150 mm	50 ks
AV1625R	Dialyzační jehla - arteriální	16 G	25 mm	150 mm	50 ks
AV1625B	Dialyzační jehla - venózní	16 G	25 mm	150 mm	50 ks
AV1720R	Dialyzační jehla - arteriální	17 G	20 mm	150 mm	50 ks
AV1720B	Dialyzační jehla - venózní	17 G	20 mm	150 mm	50 ks
AV1725R	Dialyzační jehla - arteriální	17 G	25 mm	150 mm	50 ks
AV1725B	Dialyzační jehla - venózní	17 G	25 mm	150 mm	50 ks