

BIKARBONÁTOVÉ CARTRIDGE



DiaCart / DiaBox

- Sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3) v prášku jako bezpečná a ekologická alternativa pro přípravu dialyzačního koncentrátu.
- Vrchní filtr se sprchovým efektem pro rovnoměrný průtok dialyzátu přes obsah cartridge a ke snížení vodivosti materiálu.
- Průhledný obal cartridge pro perfektní viditelnost, obal je zároveň recyklovatelný.
- Kompatibilní s většinou dialyzačních monitorů s vhodným držákem cartridge:

DiaCart určen pro monitory : GAMBRO AK100, AK100 Ultra, AK200, AK200 Ultra, AK200 S, AK 200 Ultra S, HOSPAL Monitral, Integra, BRAUN Dialog, ALTHIN, NIKKISO DBB-03, DBB-05

DiaBox určen pro monitory: FRESENIUS 2008-4008

označení	obsah NaHCO_3	monitory	balení
DiaCart 650	650 g	Althin, Baxter, Braun, Gambro, Hospal, Nikkiso	10 ks
DiaCart 720	720 g	Althin, Baxter, Braun, Gambro, Hospal, Nikkiso	10 ks
DiaCart 750	750 g	Althin, Baxter, Braun, Gambro, Hospal, Nikkiso	10 ks
DiaCart 1100	1100 g	Althin, Baxter, Braun, Gambro, Hospal, Nikkiso	8 ks
DiaBox 700	700 g	Fresenius 2008, 4008	12 ks
DiaBox 950	950 g	Fresenius 2008, 4008	12 ks