

# OCHRANNÉ KRYTÍ DIALYZAČNÍCH KATÉTRŮ

## Oper Cat®

- **Aseptická ochrana a fixace bez rizika repozice katétru**
- **Perfektní bariéra proti mikrobiální kontaminaci**
- **Ideální pro všechny druhy dočasných i permanentních katétrů**

Hypoalergenní přilnavá vrstva náplasti je vyrobena z elastického netkaného materiálu a velmi dobrou propustností pro kyslík a vodní páry a vynikající přilnavostí k okrajovým plochám rány, zároveň asepticky chrání oblast kožního vstupu katétru.

Krycí vrstva je chráněna naříznutým silikonovým papírem pro snadné, rychlé uchycení i odstranění

Maximální schopnost absorpce ochranného krycího rukávu z permeabilního, nepřilnavého materiálu

Tři velikosti ochranného rukávu pro větší klinickou flexibilitu, vhodné například pro:

### Centrální žilní katétr

**Dialyzační katétr** (femorální, jugulární, Percath, Hickmann, Kerr)

**Stomické katétr** (gastrostomie, jejunostomie)



### Klinické využití

- ICU
- Dialýza
- Chirurgie
- Transplantace
- Onkologie

katalogové číslo	název	rozměr	balení	balení
37 407	OPER CAT	5 x 5 cm	25 ks	325 ks
37 417	OPER CAT	8 x 7,5 cm	25 ks	325 ks
37 427	OPER CAT	16 x 5 cm	25 ks	250 ks