

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vám oznámit, že aktualizujeme naše nejširší portfolio spojovacích hadiček na trhu.



**Naše společnost, ve spolupráci s tradičním českým výrobcem MPH
Přelouč, kompletně přechází na spojovací hadičky DEHP FREE**



proč tato změna



Při výrobě produktů z PVC se používají, mimo jiné, změkčovadla obecně označované jako FTALÁTY – z nichž nejčastěji se používá 2-ethylhexylftalát = DEHP. Směrnice EU 67/548/EHS označila DEHP jako látku ovlivňující reprodukční schopnosti a poškozující zdravý vývoj plodu. Klasifikace EPA řadí ftaláty DEHP také mezi **pravděpodobné lidské karcinogeny**. Podstatou rizika je, že ftaláty nejsou v PVC pevně chemicky vázány a proto se z něj postupně uvolňují. **Bezftalátové hadičky, označované jako DEHP FREE, toto riziko eliminují.**

Aktuálně byly všechny ftalátové hadičky vyřazeny z výroby a v průběhu II. pololetí roku 2019 budou postupně nahrazeny pouze hadičkami DEHP FREE.

Naši obchodní reprezentanti vás rádi navštíví a seznámí se změnami v portfoliu.

Nabízíme vždy atraktivní cenu, českou kvalitu, DEHP Free nebo PVC Free.
Máme největší portfolio všech variant, typů či délek spojovacích hadiček na trhu.

www.mediform.cz

